

Barra de búsqueda


Filtro Fecha

Id Paciente

Archivos

Scan_1	Id_paciente	Fecha
Scan_2	Id_paciente	Fecha
...
...
Scan_n	Id_paciente	Fecha

Previsualización



Barra de búsqueda


Filtro Fecha

DD/MM/AAAA

Id Paciente

#

Previsualización



Archivos

Scan_1	Id_	
Scan_2	Id_	
...	...	
...
Scan_n	Id_paciente	Fecha

Aquí se buscaran los
archivos por nombre

Barra de búsqueda


Filtro Fecha

DD/MM/AAAA

Id Paciente

#

Previsualización



Archivos

Scan_1	Id_paciente	Fecha
Scan_2	Id_paciente	Fecha
...
...
Scan_n	Id_paciente	Fecha

Filtro por fecha de escaneo

Barra de búsqueda


Filtro Fecha

Id Paciente

Archivos

Scan_1	Id_paciente	Fecha
Scan_2	Id_paciente	Fecha
...
...
Scan_n	Id_paciente	Fecha

Filtro por identificador del paciente



Barra de búsqueda

Filtro Fecha

DD/MM/AAAA

Id Paciente

#

Previsualización

Archivos

Scan_1	Id_paciente	Fecha
Scan_2	Id_paciente	Fecha
...
...
Scan_n	Id_paciente	Fecha

Luego de buscar y aplicar filtros, se despliega la lista con los archivos DICOM buscados.



Barra de búsqueda

Filtro Fecha

DD/MM/AAAA

Id Paciente

#


Archivos



Scan_1	Id_paciente	
Scan_2	Id_paciente	
...	...	
...
Scan_n	Id_paciente	Fecha

Al clicar sobre un archivo se podrá previsualizar la imagen del escaneo.

Previsualización



Barra de

Filtro Fecha

DD/MM/AAAA

Podrás ver el Cabecera
DICOM si pasas el cursor
sobre la imagen.

- Información Scan_1-
- Encabezado del Archivo:
 - Identificación del Inicio del Archivo: DICOM
- DATA:
 - Información de Tamaño: n bytes
 - Información de la Imagen:
 - Tipo de Imagen: Radiografía
 - Tamaño de la Imagen: 800x800 píxeles
 - Fecha de la Imagen: DD/MM/AAAA
 - Nombre del Paciente: Nombre_Apellido
 - Edad del Paciente: Edad
 - Tipo de Estudio: Tórax

Previsualización

